

## Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, sterylne



Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa   | Pakowane   |
|---|----------|---|--|
|  | A-701061 | Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, sterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek) |

### Opis

Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 50/100 µl, mLine 100 µl),

**Brand** (100 µl),

**Eppendorf** (100 µl),

**Finn** (200 µl),

**Gilson** (P-100),

**Nichiryo** (100 µl),

**Rainin** (Standard 100 µl),

**Socorex** (100 µl).

**Wolne od DNaz i RNaz.**