



**Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-690101	Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692066	Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 50 i 100 µl, mLine 100 µl),  
**Brand** (Transferpette 100 µl),  
**Eppendorf** (100 µl),  
**Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 100 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-100 i P-200),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR100, Pipet-Lite SL-100).

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**