



Pojemnik na odpady Multi-Safe sani



Mały, żółty pojemnik Multi-Safe sani na odpady. Wykonany z PP, z owalnym otworem w czerwonej pokrywce. Pojemność 200 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Średnica | Wysokość | Nr producenta |
|---|---------|--|-----------|------------|----------|---------------|
|  | J-2602 | Pojemnik na odpady Multi-Safe sani 200 | 0,2 l | 47 x 75 mm | 131 mm | 77-3890-002 |

Opis

Bezpieczny pojemnik Multi-Safe sani wykonany z żółtego polipropylenu (PP) z czerwoną pokrywką. Przeznaczony do utylizacji stałych odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza z ostrymi krawędziami i zakończeniami. Maksymalna objętość to 200 ml.

Rozmiar kontenera o zaokrąglonej podstawie to 57 x 32 mm, wysokość 131 mm, wymiary pokrywy wynoszą 75 x 47 mm, a przesuwnej zakrywki 33 x 23 mm. Możliwe jest otwieranie i zamykanie pokrywy jedną ręką. Dodatkowe wgłębienie w otworze w kształcie litery U ułatwia usuwanie ostrych przedmiotów z łączeniami systemem Luer-Lock.

Pudełko wykonane z materiału przyjaznego dla środowiska, spełnia wymagania TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907.

We wnętrzu pojemnika można dodatkowo umieścić odpowiadającą rozmiarem **bibułę absorbcyjną (78.684 Sarstedt)**, której celem jest pochłanianie nadmiar płynu gromadzącego się na dnie. **Wkłady możliwe do kupienia osobno.**