



## Nosidło Safety Tray z wymiennymi wkładami



Nosidło Safety Tray o wymiarach 429 x 283 x 80 mm, z różnymi wersjami wymiennych wkładów. Do organizacji i przenoszenia różnych podręcznych akcesoriów. Wykonane z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Nr producenta
	J-2701	Nosidło Safety Tray - bez wkładu	429 x 283 x 80 mm	93-1650
	J-2703	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja I	420 x 272 mm	93-1650-010
	J-2704	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja II	420 x 272 mm	93-1650-020
	J-2705	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja III	420 x 272 mm	93-1650-030
	J-2706	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja IV	420 x 272 mm	93-1650-040
	J-2707	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja V	420 x 272 mm	93-1650-050

### Opis

Nosidło Safety Tray ma na celu usprawnienie pracy dzięki odpowiedniej organizacji przedmiotów. Wykonane z polipropylenu (PP) o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 429 x 283 x 80 mm. Z odpowiednio dobraną, dopasowaną wkładką (PP) o długości 420 mm i szerokości 272 mm, identyfikuje przestrzenie dla określonych elementów. Pozwala w sposób przejrzysty i bezpieczny przechowywać i przenosić podręczne przedmioty. Do tacy transportowej Safety Tray opracowano pięć wersji wkładek dostosowanych do różnych wymagań np. pobierania i transportu próbek krwi.

Wkładki umożliwiają wstawienie do nosidła produktów marki Sarstedt takich jak np.:

- **Wkładka w wersji I:**
  - 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 500](#) o średnicy ok. 60 mm (77.3884.005, 77.3884.105)
  - 1 x statyw na próbki z uchwytem o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))
  - 2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
  - 3 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml

- 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm.
- **Wkładka w wersji II:**
    - 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe vario 2000](#) o wymiarach ok. 243 x 102 mm (77.3893.020, 77.3893.120)
    - 2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
    - 6 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 67 mm, poj. 125 ml
    - 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm
  - **Wkładka w wersji III:**
    - 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 500](#) o średnicy ok. 60 mm i (77.3884.005, 77.3884.105 )
    - 2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
    - 8 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), poj. 125 ml, średnica ok. 66 mm
    - 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm
  - **Wkładka w wersji IV:**
    - 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe vario 2000](#) o wymiarach ok. 243 x 102 mm (77.3893.020, 77.3893.120)
    - 1 x statyw na próbki z uchwytem o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))
    - 2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
    - 1 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml
    - 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm
  - **Wkładka w wersji V:**
    - 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 2000](#) ze średnicą podstawy 112 mm i pokrywką 179 x 176 mm (77.3884.020, 77.3884.120)
    - 1 x statyw na próbki, z uchwytem, o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))
    - 1 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
    - 3 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml
    - 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm.

**Uwaga: podane powyżej wymiary otworów są wyłącznie orientacyjne, akcesoria nie wchodzą w skład standardowej dostawy i należy je zamówić osobno.**