







Końcówki w specjalnym formacie, 200 µl, z podziałką



Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-720391	Końcówki w specjalnym formacie	200 µl, bezbarwne, z podziałką, pasujące do statywu PowerTower, Nr-art. A-720396	w worku (1000 szt.)
	A-720393	Pusty statyw na końcówki	200 µl	3 statywy
	A-720394	Końcówki w specjalnym formacie	200 µl, bezbarwne, z podziałką	w statywie (1 statyw QuickRack zawierający 960 końcówek: 10 x 96 szt.)
	A-720396	Końcówki w specjalnym formacie	200 µl, bezbarwne, z podziałką	w statywie (statyw PowerTower zawierający 960 końcówek: 5 x 192 szt.)

Opis

Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.