

Końcówki MidiTips Premium, 200 µl, Cell-Saver



Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Stopień czystości | Pakowane |
|-----------|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | A-729055 | Końcówki MidiTips Premium | 200 µl, "Cell-Saver", bezbarwne | niesterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |
| | A-729051 | Końcówki MidiTips Premium | 200 µl, "Cell-Saver", bezbarwne | niesterylne | w worku (1000 szt.) |
| | A-729058 | Końcówki MidiTips Premium | 200 µl, "Cell-Saver", bezbarwne | sterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

Opis

Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl)

Brand (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl)

Eppendorf (20 (żółte), 100 i 200 µl, Finn Digital 40, 100 i 200 µl)

Finn (Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl)

Gilson (Pipetman P-20, P-100 i P-200)

Nichiryo (200 µl)

Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL 200)

Socorex (100 i 200 µl)

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.