

**Końcówki MidiTips Premium, 200 µl, XL**



Wydłużone końcówki, pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl)  
**Brand** (Transferpette 100 i 200 µl)  
**Eppendorf** (100 i 200 µl)  
**Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl)  
**Gilson** (Pipetman P-100 i P-200)  
**Nichiryo** (200 µl)  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200)  
**Socorex** (100 i 200 µl)  
**Wolne od DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-720321	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720325	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	niesterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)
	A-720328	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	sterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)

**Opis**

Wydłużone końcówki, pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl)  
**Brand** (Transferpette 100 i 200 µl)  
**Eppendorf** (100 i 200 µl)  
**Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl)  
**Gilson** (Pipetman P-100 i P-200)  
**Nichiryo** (200 µl)  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200)  
**Socorex** (100 i 200 µl)  
**Wolne od DNaz i RNaz.**