



## Końcówki w specjalnym formacie, 200 µl



**Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-720381	Końcówki w specjalnym formacie	200 µl, bezbarwne, pasujące do statywu PowerTower, Nr-art. A-720386	w worku (1000 szt.)
	A-720386	Końcówki w specjalnym formacie	200 µl, bezbarwne	w statywie (statyw PowerTower zawierający 960 końcówek: 5 x 192 szt.)

### Opis

**Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.