


## Końcówki SafeSeal Tips Premium 200 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692210	Końcówki SafeSeal Tips Premium 200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 200 µl, mLine 200 µl, Biohit mLine MC8/12)

**Brand** (Transferpette 200 µl)

**Eppendorf** (200 µl)

**Finn** (Digital 200 µl)

**Gilson** (Pipetman P-200)

**Nichiryo** (200 µl)

**Rainin** (Pipet-Classic R200)

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**