


Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 200 µl, sterylne



Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692215	Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 200 µl, sterylne	w statywie (8 statywów po 100 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 200 µl)
Biohit (Proline 200 µl, mLine 200 µl)
Brand (Transferpette 100 i 200 µl)
Eppendorf (100 µl)
Finn (Digital 100 i 200 µl)
Gilson (Pipetman P-100)
Rainin (Pipet-Classic PR100)
Socorex (200 µl)
Titertek (200 µl)
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.