


## Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 200 µl, sterylne



Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-693200	Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 200 µl)  
**Biohit** (Proline 200 µl, mLine 200 µl)  
**Brand** (Transferpette 200 µl)  
**Eppendorf** (200 µl)  
**Finn** (Digital 200 µl, Focus 300 µl)  
**Gilson** (Pipetman P-200)  
**Nichiryo** (200 µl)  
**Rainin** (Pipet-Classic R200, Pipet-Lite SL-200)  
**Socorex** (200 µl)  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**