


Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 200 µl, sterylne



Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-693200	Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 200 µl)
Biohit (Proline 200 µl, mLine 200 µl)
Brand (Transferpette 200 µl)
Eppendorf (200 µl)
Finn (Digital 200 µl, Focus 300 µl)
Gilson (Pipetman P-200)
Nichiryo (200 µl)
Rainin (Pipet-Classic R200, Pipet-Lite SL-200)
Socorex (200 µl)
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.