

Końcówki SafeSeal Tips Professional 200 µl, Typ NX, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770210	Końcówki SafeSeal Tips Professional 200 µl, Typ NX, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.