


## Końcówki SafeSeal Tips Professional 200 µl, Typ XL, sterylne, Low Binding



Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet z żółtym przyciskiem obsługi = pojemności 20 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770280	Końcówki SafeSeal Tips Professional 200 µl, Typ XL, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet z żółtym przyciskiem obsługi = pojemności 20 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl.

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**