


Końcówki SafeSeal Tips Premium 200 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692069	Końcówki SafeSeal Tips Premium 200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 200 µl, Biohit mLine 200 µl)

Brand (Transferpette 200 µl)

Eppendorf (200 µl)

Finn (Digital 200 µl)

Gilson (Pipetman P-200)

Nichiryo (200 µl)

Rainin (Pipet-Classic PR200, Pipet-Lite SL-200)

Socorex (200 µl)

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.