

**Końcówki SafeSeal Tips PreCision 200 µl,
 sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701071	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

- Biohit (Proline/mLine 200 µl)**
- Brand (200 µl)**
- Capp (200 µl)**
- Eppendorf (200 µl)**
- Finn (200 µl)**
- Gilson (P-200)**
- Nichiryo (200 µl)**
- Rainin (Standard 200 µl)**
- Socorex (200 µl)**
- Wolne od DNaz i RNaz.**