



Końcówki MidiTips Premium, 250 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),

Brand (Transferpette 100 µl),

Eppendorf (100 µl, Reference & Research 200 µl),

Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50, 100 i 300 µl),



Gilson (Pipetman P-20, P-100 i P-200),

Nichiryo (200 µl),

Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),

Socorex (100 i 200 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-720310	Końcówki MidiTips Premium	250 µl	żółte	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720311	Końcówki MidiTips Premium	250 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720315	Końcówki MidiTips Premium	250 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720318	Końcówki MidiTips Premium	250 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),

Brand (Transferpette 100 µl),

Eppendorf (100 µl, Reference & Research 200 µl),

Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50, 100 i 300 µl),

Gilson (Pipetman P-20, P-100 i P-200),

Nichiryo (200 µl),

Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),

Socorex (100 i 200 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.