

Termometry wielofunkcyjne z żółtą obudową

Prosty, bagietkowy termometr z specjalnym czerwonym wypełnieniem, na białym tle. W żółtym, plastikowym futerale z klipssem do zawieszenia.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	B-3111	Termometr wielofunkcyjny	-30 do +50
	B-3112	Termometr wielofunkcyjny	-10 ÷ +100°C

Opis

Prosty, bagietkowy termometr z specjalnym czerwonym wypełnieniem, na białym tle. W żółtym, plastikowym futerale z klipssem do zawieszenia.

Podziałka: co 1°C.

Dokładność: ±2°C.

Długość: 165 mm.

Średnica: 10 mm.