



## Zestaw 14 termometrów uniwersalnych zgodnych z DIN 12770



Zestaw 14 termometrów szklanych, pokrywających zakres temperatury od -200 do +1000°C. W praktycznym etui.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	N-0174	Zestaw 14 termometrów uniwersalnych zgodnych z DIN 12770

### Opis

Zestaw 14 termometrów szklanych, pokrywających zakres temperatury od -200 do +1000°C. W praktycznym etui.

**Wymiary pojedynczego termometru:** 400 mm x 0,9 mm.

Zestaw zawiera termometry o następujących zakresach:

- **-200 do +30°C**, podziałka 0,5°C,
- **-100 do +30**, podziałka 0,5°C,
- **-58 do +5**, podziałka 0,1°C,
- **0 do +52**, podziałka 0,1°C,
- **+48 do +102**, podziałka 0,1°C,
- **+97 do 152**, podziałka 0,1°C,
- **+147 do +202**, podziałka 0,1°C,
- **+197 do +252**, podziałka 0,1°C,
- **+247 do +302**, podziałka 0,1°C,
- **+297 do +360**, podziałka 0,1°C,
- **+350 do 402**, podziałka 0,1°C,
- **+395 do 605**, podziałka 0,5°C,
- **+300 do 700**, podziałka 2°C,
- **+500 do 1000**, podziałka 5°C.