


Końcówki do pipet Biohit - 300 µl



SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet firmy Biohit, bez filtra. Niesterylne.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	790308	Końcówki Sartorius Biohit Optifit	300 µl	10 pudełek x 96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Biohit, bez filtra. Niesterylne.

Pojemność: 300 µl.

Długość: 54 mm.

Opakowanie zawiera: 10 pudełek po 96 szt. końcówek.

Produkt niedostępny.