



**Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692300	Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-780302	Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 200 µl, Proline 200 µl, mLine 200 µl),  
**Brand** (Transferpette 200 µl),  
**Eppendorf** (200 µl),  
**Finn** (Digital 200 µl, Finn Focus 300 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-200),  
**Nichiryo** (200 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic R200, Pipet-Lite SL-200),  
**Socorex** (200 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**