


**Końcówki SafeSeal Tips PreCision 1000 µl,
 sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701081	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 1000 µl, sterylne	w statywie (8 statywów po 96 szt. = 768 końcówek)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

- Biohit (Proline/mLine 1000 µl),**
- Brand (1000 µl),**
- Capp (1000 µl),**
- Eppendorf (1000 µl),**
- Finn (1000 µl),**
- Gilson (P-1000),**
- Nichiryo (1000 µl),**
- Rainin (Standard 1000 µl),**
- Socorex (1000 µl).**
- Wolne od DNaz i RNaz.**