


## Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 1000 µl, sterylne



Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa   | Pakowane                             |
|---|----------|---|--------------------------------------|
|  | A-693000 | Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 1000 µl, sterylne | w statywie (10 statywów po 100 szt.) |

### Opis

Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 1000 µl),  
**Biohit** (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),  
**Brand** (Transferpette 1000 µl),  
**Eppendorf** (1000 µl (niebieskie)),  
**Finn** (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-1000),  
**Nichiryo** (1000 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR1000, Pipet - Lite SL-1000),  
**Socorex** (1000 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**