



## Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-691001	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692078	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 1000 µl, mLine 1000, µl),  
**Brand** (Transferpette 1000 µl),  
**Eppendorf** (1000 µl),  
**Finn** (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-1000),  
**Nichiryo** (1000 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic R1000, Pipet-Lite SL-1000).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**