


## Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-691000	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 100 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 1000 µl),  
**Biohit** (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),  
**Brand** (Transferpette 1000 µl),  
**Eppendorf** (1000 µl),  
**Finn** (Digital 200 i 1000 µl, Focus 1000 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-1000),  
**Matrix** (1000 µl (statyw nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanalową Matrix)),  
**Nichiryo** (1000 µl),  
**Socorex** (1000 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**