





## Termometr kieszonkowy



Termometr bez rtęci, wypełniony specjalną niebieską cieczą. Łatwy odczyt w 2 zakresach pomiarowych, z podziałką 1/1°C. Umieszczony w metalowym, chromowanym korpusie ochronnym. Posiada metalowy klips do zamocowania w kieszeni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	2-9805	Termometr kieszonkowy	-35°C do +50°C
	2-9806	Termometr kieszonkowy	-10°C do +100°C

### Opis

Termometr bez rtęci, wypełniony specjalną niebieską cieczą. Łatwy odczyt w 2 zakresach pomiarowych, z podziałką 1/1°C. Umieszczony w metalowym, chromowanym korpusie ochronnym. Posiada metalowy klips do zamocowania w kieszeni.

**Długość całkowita:** ok. 12 lub 15 cm.