




Dozowniki POCT do S-Monovette[®]



Dozowniki POCT umożliwiają bezigłowe dozowanie z probówko-strzykawkę S-Monovette[®]. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dzięki zamkniętemu transferowi krwi. Pozwalają w higieniczny, skuteczny sposób przeprowadzać testy bezpośrednio w miejscu pobierania próbki.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|--|----------|---------------|
|  | J-6117 | Dozowniki POCT do S-Monovette [®] | 100 szt. | 14-1219 |

Opis

Dozowniki POCT zaprojektowane do pracy z probówko-strzykawkami do [S-Monovette[®]](#). Można je łatwo i bezpiecznie podłączyć i odłączyć. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dzięki zamkniętemu transferowi krwi. Przeznaczone do bezigłowego i higienicznego dozowania krwi. Stosując je w prawidłowy sposób, minimalizuje się ryzyko kontaminacji i zakażeń.

Dozowniki POCT pomagają w szybkim i higienicznym dozowaniu krwi, co jest istotne dla skutecznej opieki nad pacjentami. Znajdują zastosowanie w dziedzinie diagnostyki przyłóżkowej i pobierania próbek krwi. W diagnostyce przyłóżkowej szybkie i precyzyjne pomiary krwi są kluczowe dla diagnozy i leczenia pacjentów. Dozowniki POCT są **niesterylne** więc nie nadają się do stosowania w sterylnych procedurach. Pakowane pojedynczo w blistry i oferowane w kompletach po 100 sztuk.