

## Zestawy i adaptery do posiewów



Dwa rodzaje adapterów przeznaczonych do pobierania próbek na **posiew krwi**. Pasują do standardowych butelek do posiewów firmy Becton Dickinson z wąską szyjką lub bioMerieux z szeroką szyjką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6121	Adaptory do posiewów krwi Becton Dickinson	50 szt.	14-1207
	J-6122	Adaptory do posiewów krwi Biomerieux	20 szt.	14-1209
	J-6123	Zestaw do pobierania krwi na posiew z butelek Biomerieux z igłą Multifly <sup>®</sup> o rozm. 21G	1 zestaw	51-1638-945
	J-6124	Zestaw do pobierania krwi na posiew z butelek Biomerieux - z igłą Multifly <sup>®</sup> o rozm. 23G	1 zestaw	51-1640-945

### Opis

Adaptory do posiewów Sarstedt pasują do butelek do **posiewów Becton Dickinson** z wąską szyjką (LongNeck) lub **bioMerieux** z szeroką szyjką. Dodatkowo adaptory do posiewów dedykowane do butelek bioMerieux oferowane są w zestawie z bezpiecznymi igłami Multifly<sup>®</sup> o rozm. 21G lub 23G. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dzięki zamkniętemu transferowi krwi.

Do adapterów można podłączać [bezpieczne igły Multifly<sup>®</sup>](#) za pomocą złącza Multi-Adapter. Zapewniają pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu podczas pobierania i manipulowania próbkami krwi. Po pobraniu próbki na posiew możliwe jest kontynuowanie pobrania kolejnych próbek krwi za pomocą [S-Monovette<sup>®</sup>](#).

Produkty dostarczane w sterylnym opakowaniu, co jest niezwykle ważne w celu minimalizacji ryzyka zakażeń krwiopochodnymi. Adaptory są wyrobami medycznymi do diagnostyki *in vitro* (certyfikat IVD), sterylne, niepirogenne i wolne od endotoksyn. Natomiast zestawy to sterylne wyroby medyczne. Wszystkie produkty zapakowane pojedynczo w blistry.