


Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, niesterylne



Niesterylne końcówki linii Precision Tips. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pakowane |
|---|----------|--|--|
|  | W-701061 | Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, niesterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek) |

Opis

Niesterylne końcówki linii Precision Tips. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Opakowanie zawiera 10 statywów po 96 końcówek.

Pasują do pipet:

Biohit (Proline 50/100 µl, mLine 100 µl),

Brand (100 µl),

Eppendorf (100 µl),

Finn (200 µl),

Gilson (P-100),

Nichiryo (100 µl),

Rainin (Standard 100 µl),

Socorex (100 µl).

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.