


## MacroTips Premium, 1200 µl



Końcówki pasujące do:  
dozownika elektronicznego Biozym PreCision 1200 µl,

**Biohit** (Proline 1200 µl, ePet 1200 µl),  
**Eppendorf** (Response 4850 / 1200 µl).  
**Wolne od DNaz i RNaz.**

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa             | Pojemność          | Pakowane                            |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | A-721205 | MacroTips Premium | 1200 µl, bezbarwne | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

### Opis

Końcówki pasujące do:  
dozownika elektronicznego Biozym PreCision 1200 µl,

**Biohit** (Proline 1200 µl, ePet 1200 µl),  
**Eppendorf** (Response 4850 / 1200 µl).  
**Wolne od DNaz i RNaz.**