


Końcówki SafeSeal Tips Premium 1200 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-691200	Końcówki SafeSeal Tips Premium	1200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision Dispenser 1200 µl)

Biohit (Proline Dispenser 1200 µl, ePet Dispenser 1200 µl)

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.