


**Końcówki SafeSeal Tips Professional 1250 µl,
sterylne, Low Binding**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770600	Końcówki SafeSeal Tips Professional 1250 µl, sterylne, Low Binding	w statywie (8 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.