


## Końcówki SafeSeal Tips Premium 1250 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-692089	Końcówki SafeSeal Tips Premium	1250 µl	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Eppendorf (3110 1000 µl),  
Matrix (Multi Electrapette 1250 µl),  
Titertek (Multi Stepper).  
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**