

## MaxiTips Premium, 2,5 ml



Końcówki pasujące do pipet:  
**Eppendorf** (2,5 ml (czerwone)).

**Wolne od DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-722501	MaxiTips Premium	2,5 ml	bezbarwne	w worku (500 szt.)

### Opis

Końcówki pasujące do pipet:  
**Eppendorf** (2,5 ml (czerwone)).

**Wolne od DNaz i RNaz.**