

MaxiTips Premium, z podziałką, 5 ml



Końcówki pasujące do pipet:
Biozym (PreCision 5 ml),
Biohit (Proline 5 ml, mLine 5 ml),
Eppendorf (Research 5 ml (fioletowe)),
Gilson (Pipetman P-5000).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-725044	MaxiTips Premium	5 ml, bezbarwne, z podziałką	w statywie (1 statyw zawierający 50 szt.)
	A-725050	MaxiTips Premium	5 ml, bezbarwne, z podziałką	w worku (250 szt.)
	A-725045	MaxiTips Premium	5 ml, bezbarwne, z podziałką	w statywie (10 statywów po 50 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biozym (PreCision 5 ml),
Biohit (Proline 5 ml, mLine 5 ml),
Eppendorf (Research 5 ml (fioletowe)),
Gilson (Pipetman P-5000).

Wolne od DNaz i RNaz.