

## MaxiTips Premium, 5 ml



Końcówki pasujące do pipet:  
**Brand** (Transferpette 5 ml),  
**Finn** (Digital 5 ml).

**Wolne od DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
—	A-725011	MaxiTips Premium	5 ml	bezbarwne	w worku (250 szt.)

### Opis

Końcówki pasujące do pipet:  
**Brand** (Transferpette 5 ml),  
**Finn** (Digital 5 ml).

**Wolne od DNaz i RNaz.**