



## MaxiTips Premium, 5 ml



Końcówki pasujące do pipet:  
**Gilson** Pipetman P-5000.

**Wolne od DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-725001	MaxiTips Premium	5 ml	bezbarwne, z podziałką	w worku (250 szt.)
	A-725004	MaxiTips Premium	5 ml	bezbarwne, z podziałką	w statywie (1 statyw zawierający 50 szt.)

### Opis

Końcówki pasujące do pipet:  
**Gilson** Pipetman P-5000.

**Wolne od DNaz i RNaz.**