



## Cyfrowy termometr kieszonkowy Checktemp HI 98501



Poręczny termometr kieszonkowy z wbudowanym czujnikiem do nakłuć. Przeznaczony do pomiarów w cieczach lub w mediach półstałych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	4-1100	Termometr cyfrowy z funkcją Check i czujnikiem do nakłuć	-50 do +150°C
	4-1121	Termometr cyfrowy z funkcją Check i czujnikiem do nakłuć, wraz z przewodem	-50 do +150°C

### Opis

Poręczny termometr kieszonkowy z wbudowanym czujnikiem do nakłuć. Przeznaczony do pomiarów w cieczach lub w mediach półstałych.

**Zakres pomiaru:** -50 + 150 °C.

**Dokładność:** ±0,3°C (-20 do 90°C) lub ±0,5°C powyżej 90°C.

**Rozdzielczość:** 0,1°C.