

Końcówki SafeSeal Tips Premium 5 ml, sterylne - z filtrem



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Pakowane
	A-693500	Końcówki SafeSeal Tips Premium	sterylne	5 ml	w statywie (2 statywy po 50 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Gilson (P-5000),
Rainin (Pipet-Classic PR5000, Pipet-Lite SL-5000).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**