


**Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 ml, sterylne
- z filtrem**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-693520	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 ml	sterylne	w statywie (2 statywy po 25 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Gilson P-10000.