


**Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 ml, sterylne  
- z filtrem**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-693530	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 ml	sterylne	w statywie (2 statywy po 25 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit (10 ml),**

**Eppendorf (10 ml).**

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**