



Końcówki do pipet 0,5-10 µl



Pasują do pipet Eppendorf i Finnpiquette oraz innych o podobnych typach końcówek. Bezbarwne. Autoklawowalne w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	70-1115-100	Końcówki do pipet Sarstedt 0,5-10 µl

Opis

Pasują do pipet Eppendorf i Finnpiquette oraz innych o podobnych typach końcówek. Bezbarwne. Autoklawowalne w 121°C.

Opakowanie zawiera: 8×12 końcówek w statywach.

Długość końcówek: 46 mm.

Średnica końcówek: 7 mm.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.