



Mikroprobówki z PP - z rowkowaniem - bez zakrętek - z polem do opisu i skalą



Mikroprobówki gwintowane firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Posiadają pole do opisu oraz skalę. Z rowkowaniem, które ułatwia odkręcanie probówki jedną ręką. Autoklawowalne w 121 °C. Można je bezpiecznie wirować do 20000 x g. Dostarczane bez zakrętek - do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1551	Mikroprobówki z rowkowaniem - ze skalą i polem opisowym	stożkowodenne	0,5 ml	niesterylne	250 szt.	72-730-009
	J-1556	Mikroprobówki z rowkowaniem - ze skalą i polem opisowym	samostojące	2,0 ml	niesterylne	250 szt.	72-609-001

Opis

Gwintowane mikroprobówki firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z radełkowaniem (rowkowaniem), które przy zastosowaniu specjalnego [statywu z rowkowanymi otworami](#) umożliwia odkręcanie probówki jedną ręką. Dodatkowo posiadają wyraźne i odporne na ścieranie pole opisowe i skalę. Podziałka ułatwia szacowanie objętości próbki. Trwałe pole opisowe umożliwia natomiast łatwe znakowanie próbek.

Mikroprobówki Sarstedt można autoklawować w **121 °C**, a także wirować do **20000 x g**. osiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR. Mikroprobówki gwintowane dostarczane są **bez zakrętek**, które są dostępne do kupienia oddzielnie. Brak zakrętki sprawia, że probówki idealnie nadają się do automatycznego napełniania.

Do mikroprobówek Sarstedt można dobrać zakrętki: [z uszczelką](#) (w tym [podwójnie pakowane](#)), z haczykiem łączącym i uszczelką, [z przekłuwalną membraną](#).