




## Liniowy stojak do pipet Sartorius Biohit

**SARTORIUS**

Stojak liniowy jest przeznaczony do wszystkich pipet firmy Sartorius Biohit (zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych). Pasuje także do wielu pipet innych producentów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4006	Liniowy stojak do pipet Sartorius Biohit	725620

### Opis

Stojak liniowy jest przeznaczony do wszystkich pipet firmy Sartorius Biohit (zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych). Pasuje także do wielu pipet innych producentów.