



## Zakrętki z PP do mikroprobówek - z uszczelką - podwójnie pakowane



Zakrętki z PP wyposażone w uszczelkę typu o-ring z EPDM, które pasują do mikroprobówek gwintowanych Sarstedt. Podwójnie pakowane. Każda torebka jest zapakowana w drugą torebkę dla zapewnienia wysokiej czystości. Dostępne różne wersje kolorystyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1721	Zakrętki z PP z uszczelką	bezbardwe	65-716-725	500 szt.
	J-1722	Zakrętki z PP z uszczelką	niebieskie	65-716-723	500 szt.
	J-1723	Zakrętki z PP z uszczelką	żółte	65-716-720	500 szt.
	J-1724	Zakrętki z PP z uszczelką	czerwone	65-716-721	500 szt.
	J-1726	Zakrętki z PP z uszczelką	zielone	65-716-726	500 szt.
	J-1727	Zakrętki z PP z uszczelką	pomarańczowe	65-716-727	500 szt.
	J-1728	Zakrętki z PP z uszczelką	czarne	65-716-728	500 szt.
	J-1729	Zakrętki z PP z uszczelką	fioletowe	65-716-755	500 szt.
	J-1730	Zakrętki z PP z uszczelką	brązowe	65-716-729	500 szt.
	J-1731	Zakrętki z PP z uszczelką	białe	65-716-757	500 szt.

### Opis

Polipropylenowe zakrętki pasujące do wszystkich mikroprobówek gwintowanych Sarstedt. Zamontowano w nich pierścien uszczelniający z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM). Uszczelka typu O-ring zwiększa szczelność zamknięcia (testowane przez IATA). Dodatkowo zakrętki zapakowane są w sterylne opakowanie dwutorebkowe, zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia. Dzięki temu doskonale sprawdzą się do wymagających zastosowań w pomieszczeniach sterylnych i czystych oraz do czułych, skomplikowanych analiz.

Produkt posiada certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Zakrętki proponowane w wersji bezbarwnej oraz w 9 wariantach kolorystycznych. Różne kolory zakrętek zapewniają możliwość łatwego kodowania i szybkiej identyfikacji odpowiednich mikropróbówek.