



Zakrętki do mikroprobówek ograniczające objętość



Polipropylenowe zakrętki do mikroprobówek ograniczające pojemność probówki do 100 μ l. Zapewniają maksymalny odzysk materiału próbki i bezpieczne przechowywanie najmniejszych objętości. Pasują do [mikroprobówek do małych objętości](#).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Przeznaczenie | Kolor | Nr producenta | Szt./Op. |
|-----------|---------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | J-1751 | Zakrętki ograniczające objętość | | bezbarwne | 65-710 | 500 szt. |

Opis

Zakrętki do mikroprobówek ograniczające pojemność do 100 μ l zostały wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Stosowane do bezpiecznego przechowywania nawet najmniejszych objętości. Gwarantują maksymalny odzysk materiału próbki. Żebrowana powierzchnia ścianek zapewnia maksymalną przyczepność. Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Kompatybilne z [mikroprobówkami z PP do małych objętości firmy Sarstedt](#).