



Pipety automatyczne Proline Plus - wielokanałowe

SARTORIUS

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-3851	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Proline Plus	0,5-10 µl	0,01 µl	728120
	K-3852	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Proline Plus	10-100 µl	0,10 µl	728130
	K-3853	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Proline Plus	30-300 µl	0,20 µl	728140
	K-3854	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Proline Plus	0,5-10 µl	0,01 µl	728220
	K-3855	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Proline Plus	10-100 µl	0,10 µl	728230
	K-3856	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Proline Plus	30-300 µl	0,20 µl	728240

Opis

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych pipet umożliwia zachowanie dokładności nawet pod wpływem ciepła, wywołanego długimi seriami pipetowania. Szybkie i łatwe ustawianie objętości, mechanizm typu „klik-stop”. Wymienne filtry Safe Cone zapobiegają zanieczyszczeniom, a system Optiload ułatwia nakładanie, jak i zrzucanie końcówek. Pipety są kodowane kolorami odpowiednio do kompatybilnych końcówek. Wymienne filtry Safe Cone zapobiegają zanieczyszczeniom. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

[Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline \[tutaj\].](#)