




Termometr cyfrowy z dwoma zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury w dwóch miejscach. Urządzenie wskazuje temperaturę rejestrowaną przez dwa zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika - po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	L-0058	Termometr cyfrowy FT0075	z dwoma zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Opis

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury w dwóch miejscach. Urządzenie wskazuje temperaturę rejestrowaną przez dwa zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika - po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: 0-60°C (jednostka główna) oraz -40 do 60°C (czujniki zewnętrzne).

Rozdzielczość: 0,1°C.

Maksymalny zasięg: 60 m, 433 MHz.

Częstotliwość aktualizacji pomiarów: co 60 sekund.

Zasilanie: 3 baterie AAA (jednostka główna), 2 baterie AAA (czujniki zewnętrzne).

Wymiary: 11,5×12,5×27 cm (jednostka główna), 11×7×4,5×2 cm (czujnik zewnętrzny).