



Termometr na podczerwień

Solidny, praktyczny termometr na podczerwień przeznaczony do bezdotykowego pomiaru. Wszechstronny w zastosowaniu. Zakres pomiarowy od -30 do +260°C. Wskazanie wartości min. i maks. Oświetlony wskaźnik cyfrowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0490	Termometr na podczerwień

Opis

Solidny, praktyczny termometr na podczerwień przeznaczony do bezdotykowego pomiaru. Wszechstronny w zastosowaniu. Zakres pomiarowy od -30 do +260°C. Wskazanie wartości min. i maks. Oświetlony wskaźnik cyfrowy.

Zakres dostawy:

- bateria,
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

- dokładność: $\pm 2\%/\pm 2^{\circ}\text{C}$,
- optyka: 8:1,
- stopień emisji: 0,95 stały,
- zakres temperatur: od -30 do +260°C,
- ciężar: 180 g,
- zasilanie: bateria blokowa 9 V,
- rozdzielczość temperatury: 0,1°C,
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 33 x 133 x 80 mm,
- czas zadziałania: < 1 s.