



## Termometr z nadajnikiem radiowym

Sterowany radiowo termometr maksimum-minimum. Zewnętrzny nadajnik temperatury umożliwia bezprzewodowy przekaz temperatury zewnętrznej na maks. odległość 25 m. Posiada wskaźnik temperatury wewnętrznej oraz czasu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5216	Termometr z nadajnikiem radiowym

### Opis

Sterowany radiowo termometr maksimum-minimum. Zewnętrzny nadajnik temperatury umożliwia bezprzewodowy przekaz temperatury zewnętrznej na maks. odległość 25 m. Posiada wskaźnik temperatury wewnętrznej oraz czasu.

**Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:** -30 do +70 °C.

**Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:** -10 do +50°C.

**Kolor:** srebrny metalik.

Dostawa obejmuje również baterie.